

HeartSave ONE

EL SALVADOR INDISPENSABLE

El modelo básico y confiable de la gama HeartSave. Especialmente desarrollado para primeros auxilios de persona no profesional (¿??). Manejo sencillo e intuitivo con instrucciones de voz claras y un metrónomo para acompañar las compresiones torácicas.

- ▶ De alta calidad, muy robusto
- ▶ Bajo coste de adquisición
- ▶ Sofisticada tecnología de desfibrilación CCD de PRIMEDIC - ajustable de forma individual y seguro para el músculo del corazón
- ▶ La descarga se emite tras el análisis del ECG, sólo si es conveniente
- ▶ Electrodo pre-conectados
- ▶ Pantalla con visualización del estado, autocomprobación de estado automático diario
- ▶ Batería con duración de 3 años, SaveCard (tarjeta de memoria CF) para registrar los datos de emergencia y el estado del dispositivo
- ▶ Opcional: AED Llamada (localizador de GPS)



**AED CALL/
AED
LLAMADA**

- ▶ Llamada de emergencia
- ▶ Localización
- ▶ Contestador automático de llamadas



LOCALIZAR Y SER LOCALIZADO - LLAMADA PRIMEDIC™ AED

Las situaciones de emergencia en lugares remotos o difíciles de acceder, como bosques, pueblos, campos de deportes o montañas, son una pesadilla para los socorristas y personal de primeros auxilios.

La LLAMADA AED es el compañero perfecto para el HeartSave ONE: Una señal se puede enviar a los números de teléfono móvil de su elección en un toque de botón. Además, la ubicación exacta de la localización de emergencia se identifica gracias al GPS y se confirma a través de SMS.

¿ESTÁ USTED INTERESADO
EN LA LLAMADA AED?

PÓNGASE EN CONTACTO

DATOS TECNICOS

HeartSave ONE

Defibrilación

Tipo de descarga	bifásica, impulsos de corriente controlada, externa
Energía	140 – 360 J según la impedancia del paciente
Tiempo de análisis	7 – 12 s
Umbral de asistolia	< 200 µV

Detección de artefactos
Detección de marcapasos

ECG

Derivación	Einthoven II
Resistencia del paciente	23 – 200 Ohm
Frecuencia cardíaca	30 – 300 per min

Electrodos de Defibrilación

Electrodos adhesivos (manos libres)	
Periodo de validez	36 meses
Longitud del cable según modelo	entre 1,3 m and 2,0 m
Superficie del electrodo activo	174 cm² global

Gestión de datos

Tarjeta de memoria extraíble	CF tarjeta 2 GB
Grabación de datos / voz	min 24 h registro de datos y voz
Lectura de software	opcional
Actualización de SW	Por medio extraíble (directrices)

Fuente de alimentación

Modelo	LiMnO ₂
Periodo de validez	3 años
Descargas /choques	40@360J

Condiciones ambientales

Condiciones de funcionamiento	0°C ... 50°C (30...95% humedad relativa sin condensación, 700 ... 1060 hPa)
Condiciones de almacenaje	-20°C ... +70°C (30...95% humedad relativa sin condensación, 500 ... 1060 hPa)

Directrices de reanimación

AHA y ERC en factory

Clase de protección

IP55

Dimensiones

Alto x Ancho x Profundo	10 x 27 x 21 cm
Peso incl. Bateria	2,5 kg

Opcional

Localizador GPS Llamada de emergencia; Localización; Contestador automático de llamadas

Modalidad de suministro standard

1 HeartSave ONE incluyendo bolsa, 1 SavePak ONE (batería + electrodos), 1 SaveCard

PRIMEDIC™ AED CALL – NUNCA MÁS ESTARÁ PERDIDO

- ▶ Dimensiones approx. 78 x 48 x 15 mm
- ▶ Cargador de coche 12V
- ▶ Cargador de red 230V
- ▶ Batería en espera approx. 36 h
- ▶ Peso approx. 65 g
- ▶ Sin tarjeta SIM



METRAX GmbH

Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Alemania

Phone: +49 741 257-0
Fax: +49 741 257-235
info@primedic.com

www.primedic.com



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.